

EasySTIM[®]

NMS-28

DOTAZIONE

- 1x — Unità NMS-28
- 2x — Cavi di collegamento agli elettrodi
- 4x — Elettrodi autoadesivi 50x50 muniti di connettore a presa 2mm
- 2x — Pile alcaline tipo AA1.54v (LR6)
- 1x — Librettino d'istruzioni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5 V AA (LR6);

Uscita: 100 mApp su carico da 1000 Ohm (con impulsi da 200 μ S)

Larghezza d'impulso: Da 50 μ S a 400- μ S regolabile in passi di 50 μ S

Frequenza: da 1Hz a 110Hz (1-2-3-4-5-10-12-14-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60-70-80-90-100-110).

Forma d'onda: Impulsi Bifasici Simmetrici – Impulsi Monofasici alternati.

Timer di trattamento: Continuo, 10min, 20 min, 30min, 45min, 60min, 90min.

Tempi AZIONE/PAUSA: Da 1 a 40 sec, regolabile in passi da 1 sec.

Tempo di RAMPA: Da 1 a 5 sec, regolabile in passi da 1 sec.

Dimensioni: 138mm x 6 8mm x 28mm.

Peso: 160 g. incluso batterie



6 programmi +1



Distribuito da:

www.beac.it

AVVERTENZE!

E' un dispositivo medico CE
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. L'apparecchio non deve essere utilizzato nei portatori di "pace makers", nelle donne in stato di gravidanza o in presenza di processi infiammatori delle zone da trattare.

Fabbricato da: **BEAC BIOMEDICAL**

27040 – Portalbera (PAVIA) ITALY

In Sistema Qualità CERTIFICATO



EN ISO 9001 – EN 46001

Unità terapeutica per
Elettrostimolazione
Neuro-Muscolare.

Dal 1981...Hardware & Software per la Riabilitazione

Elettrostimolatore muscolare personale



EasySTIM® NMS-28



Come funziona EasySTIM® NMS-28?

Mediante una copia di elettrodi autoadesivi, gli impulsi di stimolazione sono applicati sul muscolo; come risultato, otterremo fasi di contrazione, alternate a fasi di rilassamento, di quel muscolo, esattamente come accade durante la normale attività fisiologica, ma evitando il generale senso di fatica. La stimolazione NMS è indicata per il trattamento muscolare localizzato.

L'uso della elettro-stimolazione NMS, può aiutare a :

- **RECUPERARE** il tono di uno o più fasci muscolari, perso dopo un lungo periodo d'immobilità;
- **PREVENIRE** la perdita di tono di uno o più fasci muscolari;
- **MIGLIORARE** le prestazioni di uno specifico muscolo ed aumentare l'efficacia dell'esercizio fisico.

EasySTIM® NMS-28 è un elettrostimolatore muscolare di base, adatto sia ad impiego professionale sia ad impiego personale. Selezionando il programma libero (G), l'operatore può variare qualsiasi parametro. Il professionista pertanto può preparare un programma "su misura" per il proprio paziente e bloccare l'apparecchio, semplificandone ulteriormente l'utilizzo.

- **Grande Display LCD**
- **6 Programmi pre-impostati**
- **1 Programma libero**
- **2 forme d'onda selezionabili**

- **Due canali ad intensità indipendente.**
- **Caricamento automatico dell'ultimo programma utilizzato.**
- **Timer con spegnimento automatico a fine seduta.**
- **Auto-spegnimento se non in uso per almeno 5 min.**
- **Memorizzazione cumulativa del tempo di effettivo utilizzo dell'apparecchio da parte del paziente (in ore).**
- **Allarme elettrodi staccati (solo modello NMS-28C, adatto anche alla stimolazione perineale)**
- **Possibilità di bloccare l'apparecchio, da parte del medico, su di un programma pre-stabilito.**