




ADVANCE 1000 E RESPECTIVAS MANGAS

Bomba de terapia de compressão sequencial para o tratamento de Limfadema

O nosso sistema sequencial de bomba oferece a verdadeira compressão sequencial. As câmaras de manga enchem de forma sequencial e esvaziam simultaneamente.

A pressão da manga pode ser regulada por um botão de pressão.

O sistema Advance 1000 inclui bomba de terapia com três saídas e mangas para braço e perna.

O sistema é bastante leve e fácil de operar sendo por isso amigável para o utilizador.

Especificações técnicas

Alimentação	230V/50Hz
Pressão	30–90 mmHg
Saída de ar	4.5 litros (115V), 5 litros (230V)
Tempo de ciclo	3 minutos (60 Hz), 3.6 minutos (50 Hz)
Saídas	3
Dimensões	25,4 x 7,9 x 9,8 cm