



# PHYSIOVAC-Basic

Variada gama de pulsações · Controlo de vácuo contínuo · Bomba de sucção auto-regulável para manter vácuo constante · Funcionamento silencioso · Sistema de desligamento automático, se necessário (com alarme visual e acústico)



## 2 canais

### DESCRIÇÃO DO APARELHO

A unidade de aplicação de vácuo PHYSIOVAC-Basic com controlo de microprocessador, permite uma utilização simples e cómoda dos eléctrodos de vácuo, especialmente nas zonas corporais de difícil acesso. A clara e sistemática disposição dos elementos de controlo e o indicador LED que indica a potência de vácuo, proporcionam um manuseamento fácil do aparelho. A pulsação de estimulação é muito variada: o PHYSIOVAC-Basic permite optar entre um vazio contínuo ou vários níveis de pulsação, sem a necessidade de existir uma escala pré-ajustada.

A bomba de vácuo auto-regulável trabalha silenciosamente e assegura uma manutenção de vácuo constante. O separador de água dispõe de um indicador de nível que desliga automaticamente o aparelho PHYSIOVAC-Basic, se necessário (excesso de água).

Quando combinado com as unidades de electroterapia, e através do controlo BUS, o fornecimento de energia eléctrica é automaticamente ligado aos eléctrodos de vácuo.

Juntamente com os copos especiais de ondas de sucção, o PHYSIOVAC-Basic também é indicado para aplicar a massagem de ondas de sucção.

### ACESSÓRIOS STANDARD

- [1] Barra de arrumação para o carrinho universal
- [1] Cabo de conexão (electroterapia/vácuo)
- [1] Cabo de conexão à corrente
- [4] Cabos para eléctrodos de vácuo
- [4] Eléctrodos de vácuo Vacustop 6 cm
- [4] Esponjas 6 cm
- [1] Manual de instruções
- [1] Tubo bypass duplo

### PODE SER COMBINADO COM

· IONOSON-Basic / PHYSIODYN-Basic

### DADOS TÉCNICOS

Tipo de protecção	1, Typ BF	Vácuo	0 – 0,6 bar
Voltagem de rede	100 – 240 VAC ±10 %	Pulsação	0 – 30 impulsos/min, com regulação contínua
Frequência de rede	50 – 60 Hz	Dimensões	285 x 95 x 350 mm
Consumo de corrente	0,1 A – 0,3 A	Peso	3,3 kg
Consumo de potência	35 VA		

#### EXEMPLOS PRÁTICOS DA NOSSA VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS



Conjunto de copos de sucção Luran, em quatro tamanhos diferentes (2, 3, 4 e 6 cm de diâmetro) para terapia com ondas de sucção



Eléctrodo Tetravac, para a aplicação de correntes de interferência clássica em pequenas superfícies

» Encontrará uma lista completa de toda a nossa gama de acessórios adicionais na página [WWW.PHYSIOMED.DE](http://WWW.PHYSIOMED.DE)



## 4 canais

#### DESCRIÇÃO DO APARELHO

O PHYSIOVAC-Basic (4 canais) oferece exactamente os mesmos parâmetros que o PHYSIOVAC-Basic, mas com 4 canais, sendo portanto o complemento ideal para o aparelho de estimulação por correntes PHYSIODYN-IF-Basic.

#### ELÉCTRODOS DE VÁCUO VACUSTOP

Graças ao seu design de orla suave, os eléctrodos de vácuo de alta qualidade e fecho automático adaptam-se facilmente aos contornos do corpo. Estão disponíveis em três tamanhos (3, 6 ou 9 cm de diâmetro).



#### ACESSÓRIOS STANDARD

- [2] Barras de arrumação para o carrinho universal
- [1] Cabo de conexão (electroterapia/vácuo)
- [1] Cabo de ligação à corrente
- [8] Cabos para eléctrodos de vácuo
- [8] Eléctrodos de vácuo Vacustop 6 cm
- [8] Esponjas 6 cm
- [1] Manual de instruções
- [3] Tubo duplos bypass

#### PODE SER COMBINADO COM

· PHYSIODYN-IF-Basic

#### DADOS TÉCNICOS

Tipo de protecção	1, Typ BF	Vácuo	0 – 0,6 bar
Voltagem de rede	100 – 240 VAC ±10 %	Pulsação	0 – 30 impulsos/min, regulação variável
Frequência de rede	50 – 60 Hz	Dimensões	285 x 95 x 350 mm
Consumo de corrente	0,1 A – 0,3 A	Peso	3,5 kg
Consumo de potência	35 VA		